


# OBUSFORME®

## COMFORT-PULL™ BACK BRACE



BB-CPB-SM /BB-CPB-MD /BB-CPB-LG

### CONGRATULATIONS

on your purchase of the ObusForme® Back Brace. When used together with a complete back safety training program, your back belt is designed to support your lower back and abdominal muscles to help promote proper posture and good body mechanics while lifting, pushing, pulling, walking, and repetitive bending or twisting.

### INSTRUCTIONS

You can wear your back brace either on top of or under your outer clothing.


1. Separate the two ends of the back brace (at the ObusForme logo) and spread the brace out on a flat surface.
2. Detach the pull handles from the main belt and reattach approximately one or two inches (2.5 or 5 cm) away from the pulley mechanism.



The cords attached to the pull handle will be very loose.



3. Pull the two halves of the back brace belt as far apart as possible so that the cords between the two halves are taut. This will create space to tighten the brace with the Comfort-Pull system after you have fastened the back brace in place.




4. Wrap the back brace around your waist, ensuring that the space between the two halves is centered over your spine.



Overlap the end with the ObusForme logo and handle over the opposite end until the brace feels snug and press the ends together to fasten in place.



5. Using both hands, detach each pull handle from the belt and simultaneously pull them the same distance away from your body until the desired level of compression has been reached. Keeping the cords taut, press the handles against the belt to fasten them into place.



6. To tighten or loosen the back brace, detach the two pull handles and either slacken the pull cords or pull them tighter, re-fastening when the desired compression level has been reached.
7. To ensure optimal results every time you use the back brace, loosen the pull cords and widen the space between the two halves before every use.

Caution: Do not machine wash or dry. Do not bleach. To clean your back brace, spot clean with a wash cloth and mild soapy water; ensure that all soap residue is then removed. For a more comprehensive cleaning, the two pulley mechanisms, with their pull handles, can be detached from the fabric. The two fabric halves of the fabric belt can then be hand washed in cold water with mild detergent. Rinse with cold water to remove all soap residue. Dry with a towel, then lay flat to air dry.

Ensure that the two pulley mechanisms are stored in a safe place during the cleaning process and that the cords between them are not twisted or damaged. Do not submerge the pulley mechanisms in water.

Please Note: Do not permit your back brace to become a substitute for good lifting, bending, pulling, pushing or twisting techniques.

Your back brace will not enable you to lift heavier objects than you normally can. Do not subject yourself to any risk by attempting to lift more weight than you can easily handle.

Only wear your back brace if you are performing tasks or participating in activities where proper posture and good body mechanics are an issue. Continuous wear may cause loss of muscle tone.

### OBUSFORME LIMITED WARRANTY

ObusForme guarantees all items are free from defects in workmanship & materials for a period of time between the original purchase date & that stated below. This guarantee applies when items are used for the purpose intended. Items will be repaired/replaced (at our option), with new, refurbished parts/products &/or substitutes, if the ORIGINAL purchaser has completed & returned the Warranty Registration within 30 days of purchase & includes original receipt. Shipping, customs, duties & taxes must be PRE-PAID TO & FROM ObusForme by the PURCHASER. This warranty gives you rights that vary by province/state. This warranty may change.

#### WHAT IS NOT COVERED

Wear & tear, aging (including foam discoloration, flattening, density, consistency), accidental damages, alterations, mishandling, faulty adjustment, misuse, improper care, power damage, rental use, discontinued items, service by anyone other than ObusForme, shipping damages, over inflation, neglect, items sold 'as is' or damage due to natural acts are NOT covered.

**HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE**  
Please obtain a Return Authorization Number & instructions prior to sending your item or it may be denied. Please inform Customer Service by:

Mail:  
HoMedics Group Canada  
6460 Kennedy Road, Unit C  
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4  
Tel: (416) 785-1386 Fax: (416) 785-5862  
Toll Free: 1-888-225-7378  
8:30 a.m. to 5:00 p.m., Mon - Fri EST  
[www.obusforme.com](http://www.obusforme.com)

# OBUSFORME®

Corporate Member of ACE  
**ACE**

ASSOCIATION OF CANADIAN ERGONOMISTS

ObusForme Ltd. garantit que tous les articles sont exempts de toute défectuosité de fabrication ou tout matériau défectueux entre la date de l'achat initial et la date indiquée ci-dessous. La présente garantie s'applique lorsque le produit est utilisé aux fins pour lesquelles il est destiné. Les pièces seront réparées ou remplacées (à notre discrétion) avec des pièces ou des produits reconditionnés et/ou de rechange, si l'acheteur INITIAL a rempli et retourné la fiche de garantie, accompagnée du reçu original, dans les 30 jours suivant l'achat. Les frais d'expédition aller-retour à ObusForme, ainsi que les douanes, droits ou impôts s'y rapportant doivent être PRÉPAYÉS par l'ACHETEUR. La présente garantie accorde à l'acheteur initial les droits spécifiques à sa province ou son territoire de résidence. La présente garantie peut être modifiée.

**CE QUI N'EST PAS GARANTI**

L'usure normale, le vieillissement (y compris la décoloration, l'aplatissement, la densité et la consistance de la mousse), les dommages accidentels, les altérations, la manipulation inadéquate, les ajustements défectueux, la mauvaise utilisation, l'entretien inapproprié, les dommages électriques, l'utilisation en location, les pièces qui ne sont plus fabriquées, les services d'entretien non effectués par ObusForme, les dommages d'expédition, le gonflement excessif, la négligence, les articles vendus « tel quel » et les dommages causés par des phénomènes naturels NE SONT PAS garantis.

**COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE**

Veuillez obtenir un numéro d'autorisation de renvoi ainsi que les directives appropriées avant de retourner votre article, sinon, il pourrait être refusé. Veuillez informer le Service à la clientèle par :


Courrier :  
HoMedics Group Canada  
6460 Kennedy Road. Unit C  
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4  
Tél. : (416) 785-1386 Téléc. : (416) 785-5862  
Sans frais : 1 888 225-7378  
de 8 h 30 à 17 h HE, du lundi au vendredi  
www.obusforme.com

**OBUSFORME®**



**OBUSFORME®**

**CEINTURE-CORSET LOMBAIRE COMFORT-PULL™**



BB-CPB-SM /BB-CPB-MD /BB-CPB-LG

**FÉLICITATIONS**

d'avoir acheté la Ceinture pour le dos ObusForme®. Utilisée avec un programme complet de sécurité pour le dos, votre ceinture pour le dos a été conçue pour soutenir le bas du dos et les muscles abdominaux afin de promouvoir une bonne posture ainsi qu'une bonne mécanique corporelle lors de soulèvement, poussée, tirée, marche, et courbure ou flexion de façon répétitive.


**INSTRUCTIONS**

Portez votre corset lombaire sur ou sous vos vêtements.


1. Séparez les deux extrémités du corset lombaire (au niveau du logo ObusForme) et étendez le corset sur une surface plate.
2. Détachez l'une des poignées d'ajustement de la ceinture principale et attachez-la de nouveau à environ un ou deux pouces (2,5 ou 5 cm) du mécanisme de serrage.



Les cordes attachées à la poignée auront beaucoup de jeu.



3. Tirez les deux moitiés du corset lombaire le plus loin possible l'une de l'autre, de manière à tendre les cordes entre les deux moitiés. Ceci créera l'espace nécessaire pour serrer le corset à l'aide du système Comfort-Pull une fois le corset installé.




4. Placez le corset autour de votre taille et orientez l'espace entre les deux moitiés vis-à-vis votre colonne vertébrale.



Placez l'extrémité munie du logo ObusForme et la poignée par-dessus l'extrémité opposée de manière à serrer le corset, et appuyez les extrémités l'une sur l'autre pour les fixer en place.



5. Détachez les poignées de la ceinture, prenez-en une dans chaque main et tirez simultanément sur les poignées de manière à les étirer uniformément, loin de votre corps, jusqu'à l'obtention de la compression souhaitée. Gardez les cordes tendues et appuyez les poignées contre la ceinture pour les fixer en place.



6. Pour serrer ou desserrer le corset, détachez les poignées, utilisez-les pour serrer ou desserrer les cordes et fixez-les de nouveau en place une fois la compression souhaitée est obtenue.
7. Pour un résultat optimal à chaque utilisation du corset lombaire, desserrez les cordes et agrandissez l'espace entre les deux moitiés du corset avant l'installation.

Avertissement : Ne pas laver ni sécher à la machine. N'utilisez pas de javellisant. Pour nettoyer votre corset lombaire, enlevez les taches avec une débarbouillette et une eau savonneuse obtenue à partir d'un savon doux; enlevez tous les résidus de savon. Pour un nettoyage complet, vous pouvez enlever le mécanisme de serrage, y compris les poignées, du corset lui-même. Les deux moitiés du corset peuvent ainsi être lavées à la main avec de l'eau froide et un détergent doux. Rincez à l'eau froide pour enlever tout résidu de savon. Essayez avec une serviette et laissez sécher à plat.

Assurez-vous de ranger les deux mécanismes de serrage dans un endroit sûr durant le nettoyage, et évitez de tordre ou d'endommager les cordes. N'immergez pas le mécanisme de serrage dans l'eau.

Remarque : N'utilisez pas le corset lombaire comme solution pour éviter d'avoir à utiliser une bonne technique pour lever, tirer, pousser, tourner ou vous pencher.

Votre corset lombaire ne vous permet pas de lever des objets plus lourds que votre capacité habituelle. Ne prenez aucun risque; ne tentez pas de lever un poids supérieur à ce que vous pouvez facilement lever.

Utilisez le corset lombaire uniquement dans une situation où vous devez accomplir une ou des activités potentiellement problématiques pour la posture et le mécanisme corporel. L'utilisation continue du corset peut entraîner la perte de tonus musculaire.