



PERSONALIZED COMFORT DRIVER SEAT WITH INFLATABLE LUMBAR PAD, HEAT & MASSAGE

FOR USE AT HOME, IN THE OFFICE OR IN YOUR VEHICLE

Please read this manual thoroughly before operating your seat cushion. This manual should be saved for future reference.

Materials & Electrical Components

- 100% polyester exterior; polyurethane foam interior
- CA 117 fire retardant
- Car / cigarette lighter adapter
- AC adapter
- Hand-held remote

OPERATING YOUR OBUSFORME SEAT CUSHION

Using the Car Adapter

Plug the car adapter into your vehicle's cigarette lighter or auxiliary power source. The car adapter requires 12 volts.

Warning! The car adapter must NOT be plugged into any cigarette lighter or auxiliary power source until you have confirmed that the cigarette lighter or auxiliary power source does not exceed 12 volts. Plugging the car adapter into the cigarette lighter or auxiliary power source found in some vehicles may cause the seat cushion to overheat and malfunction.

The car adapter contains a three-amp fuse (F3A). If the car adapter is used properly, this fuse should not burn out. If it does, it can be replaced with another F3A fuse which can be purchased at most hardware or electronics stores. To replace the fuse, simply unscrew the top portion of the car adapter. Remove the old fuse and replace it with a new F3A.

Warning! Replace the F3A in the car adapter ONLY with another F3A. Using any other fuse may cause the car adapter to overheat and malfunction. If you are uncertain as to which fuse to use, take the old fuse to your local hardware or electronics store and consult a professional. Plugging in the car adapter will automatically activate the heat function. To turn the heat off, simply unplug the car adapter (or use the hand-held remote.)

Warning! When not in use, the seat cushion car adapter should be unplugged from the cigarette lighter or auxiliary power source. If the car adapter is not unplugged and you remain seated on the cushion, it will continue to drain the battery of your vehicle even if your vehicle is not running.

Using the AC Adapter

Connect the AC adapter plug into a power source of the same voltage, frequency and rating as indicated on the transformer. Activate and control the desired functions using the hand-held remote.

How to use the Massage Option

The massage and pulse options can be applied to your upper back, lower back or thighs, either together or independently. To activate the massage, adjust the "UPPER BACK", "LOWER BACK" and "THIGHS" switches to your preferred settings. Control the intensity of your massage/pulse with the "LOW / MEDIUM / HIGH" switch.

How to use the Heat Option

To activate the heat using the hand-held remote*, push the "HEAT" button once. The heat indicator light will illuminate. To turn the heat off, depress the "HEAT" button a second time. The heat indicator light will go out. Please see "Using the Car Adapter" for important safety information.

SAFETY DEVICES

For your protection, these seat cushions have three automatic safety devices:

1 30-Minute Automatic Shut-off - Massage

After 30 minutes, the massage and pulse functions will automatically shut off. You can turn these features on again after they have shut off. The heat function DOES NOT automatically shut off after 30 minutes. To turn off the heat function, you must press the "HEAT" button or unplug the car adapter from the power source.

2 Weight-Sensitive Automatic Shut-off

The ObusForme Seat Cushions are built with a pressure switch that will automatically turn off the heat function when your body weight is removed from your ObusForme Seat Cushion.

3 Temperature-Regulated Automatic Shut-off

The ObusForme Seat Cushions are designed with an internal thermostat that regulates the temperature of the cushion. Your cushion will automatically shut off when the temperature reaches its maximum heat level and be reactivated once the temperature lowers.

Limited 1 Year Warranty

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers. To obtain warranty service on your HoMedics product, mail the product and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, to the following address:

HoMedics Group Canada
ATTN : Consumer Relations,
344 Consumers Road
Toronto, Ontario M2J 1P8 CANADA
No COD's will be accepted.

Phone: (416) 785-1386
Fax : (416) 785-5862
Toll Free 1-888-225-7378
8:30 a.m. to 5:00 p.m. ET
Monday – Friday

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.


THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics. This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in Canada, please visit: www.homedics.ca

HOW TO SECURE YOUR OBUSFORME SEAT CUSHION TO A VEHICLE SEAT

1. Slide strap "A" and strap "B" over the back of your vehicle seat. Adjust the seat cushion on your vehicle seat to your personal preference.
2. Attach strap "LC" to strap "RC", securing with the plastic hooks located on the end of each strap.
3. Attach strap "LD" to strap "RD", securing with the plastic hooks located on the end of each strap.
4. Pull strap "C" over your headrest and secure it to strap "A" using the buckle attached.



Warning!

Use caution when stretching and securing the elastic straps. The elastic straps may recoil and cause injury if you fail to properly secure the plastic hooks before releasing the elastic straps.

CARING FOR YOUR OBUSFORME SEAT CUSHION

All servicing of your seat cushion MUST be performed by authorized ObusForme personnel. Please see warranty information for further details, or contact ObusForme for instructions on returning it for examination.

To Clean

Wipe the fabric cover with a damp cloth or sponge and a mild detergent. To dry, pat with a clean, dry cloth. DO NOT rub the seat cushion excessively, immerse in any liquid or machine wash.

DO NOT use abrasive cleaners, gasoline, kerosene, glass/furniture polish, paint thinner, or water above 49°C (120°F) to clean your seat cushion.

Warning!

Before cleaning your seat cushion, ensure that the car adapter or AC adapter is unplugged from the power source. Do not plug the car adapter or AC adapter into any power source until your seat cushion is completely dry.

To Store

Fold and return your ObusForme Seat Cushion to its box and/or store in a cool, dry place.

OTHER IMPORTANT SAFETY TIPS

Your seat cushion is intended for indoor* or vehicle use ONLY.

CAUTION! To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury:

- Always unplug your ObusForme Seat Cushion from the cigarette lighter, auxiliary power source or electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not place or store your ObusForme Seat Cushion where it can fall into water or any other liquid.
- Only use your ObusForme Seat Cushion for its intended use, as described in this manual.
- Do not use any attachment not recommended by ObusForme.
- Never operate your ObusForme Seat Cushion if the cord or plug is damaged, if it is not working properly or if it has been damaged in any manner.
- Use the car adapter or AC adapter provided by ObusForme. Do not substitute any other car adapter or AC adapter; doing so will void the product warranty.
- Disconnect power when not in use.
- Do not use any cord as a handle.
- Keep all cords away from heated surfaces.
- Close supervision is necessary when children or persons with disabilities use the ObusForme Seat Cushion.
- Never leave the ObusForme Seat Cushion unattended when plugged in.

CAUTION! Consult your doctor before using an ObusForme Seat Cushion if you have any concerns regarding your health, including the following:

- if you have a pacemaker
- if you are experiencing unexplained pain or swelling
- if you've recently experienced serious muscular injury
- if you are, or may be, pregnant
- if you have sensitive skin

Do not use your seat cushion as a substitute for medical attention.

Discontinue use of your seat cushion if you experience any skin inflammation or skin eruptions.



ASSOCIATION OF CANADIAN ERGONOMISTS



SIÈGE DE CONDUITE AU CONFORT PERSONNALISÉ AVEC COUSSIN LOMBAIRE GONFLABLE, FONCTIONS DE CHALEUR ET DE MASSAGE

À UTILISER À LA MAISON, AU BUREAU OU DANS VOTRE VÉHICULE

Veuillez lire attentivement tout ce manuel avant d'utiliser votre coussin de siège. Veuillez conserver ce manuel pour pouvoir vous y référer.

Matériaux et composants électriques

- Extérieur 100 % polyester; intérieur en mousse de polyuréthane
- Adaptateur pour voiture/allume-cigarette
- Adaptateur CA
- Ignifugeant CA 117
- Télécommande à main

UTILISATION DE VOTRE COUSSIN DE SIÈGE D'OBUSFORME

Utilisation de l'adaptateur pour voiture

Branchez l'adaptateur pour voiture dans l'allume-cigarette ou la source d'alimentation auxiliaire de votre véhicule. L'adaptateur pour voiture fonctionne sur 12 volts.

AVERTISSEMENT : L'adaptateur pour voiture NE doit PAS être branché dans l'allume-cigarette ou la source d'alimentation auxiliaire à moins que vous ayez confirmé que l'allume-cigarette ou la source d'alimentation auxiliaire n'excède pas 12 volts. Si l'adaptateur pour voiture est branché dans l'allume-cigarette ou la source d'alimentation auxiliaire de certaines voitures, le coussin de siège peut surchauffer et causer une défaillance.

L'adaptateur pour voiture contient un fusible de trois ampères (F3A). Si l'adaptateur pour voiture est utilisé correctement, ce fusible ne devrait jamais brûler. S'il brûle, il peut être remplacé par un autre fusible F3A que vous pouvez acheter dans la plupart des quincailleries ou des magasins d'électronique. Pour remplacer le fusible, dévissez simplement la partie supérieure de l'adaptateur pour voiture. Enlevez le vieux fusible et remplacez-le par un nouveau F3A.

AVERTISSEMENT : Remplacez le F3A de l'adaptateur pour voiture SEULEMENT par un autre F3A. L'utilisation d'un autre fusible peut faire surchauffer l'adaptateur pour voiture et causer une défaillance. Si vous n'êtes pas certain du fusible à utiliser, apportez le vieux fusible à votre quincaillerie locale ou à votre magasin d'électronique et demandez l'aide d'un professionnel. En branchant l'adaptateur pour voiture, vous activez automatiquement la fonction de chaleur. Pour fermer la production de chaleur, débranchez simplement l'adaptateur pour voiture (ou utilisez la télécommande à main.)

AVERTISSEMENT : Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'adaptateur du coussin de siège doit être débranché de l'allume-cigarette ou de la source d'alimentation auxiliaire. Si l'adaptateur pour voiture n'est pas débranché et que vous demeurez assis sur le coussin, l'adaptateur continuera de décharger la batterie de votre voiture même si cette dernière n'est pas en marche.

Utilisation de l'adaptateur CA

Branchez l'adaptateur CA dans une source d'alimentation qui possède le même voltage, la même fréquence et le même calibre inscrits sur le transformateur. Activez et réglez les fonctions désirées à l'aide de la télécommande à main.

Comment utiliser l'option de massage

Les options de massage et de pulsations peuvent être appliquées au haut du dos, à la région lombaire ou aux cuisses, ensemble ou séparément. Pour activer le massage, ajustez les boutons « UPPER BACK » (haut du dos) et « THIGHS » (cuisses) à vos réglages préférés. Contrôlez l'intensité de votre massage/vos pulsions à l'aide du bouton « LOW / MEDIUM / HIGH » (basse / moyenne / haute).

Comment utiliser l'option de chaleur

Pour activer la chaleur en utilisant la télécommande à main*, appuyez une fois sur le bouton « HEAT » (chaleur). Le voyant de l'indicateur de chaleur s'allume. Pour arrêter la production de chaleur, appuyez sur le bouton « HEAT » une deuxième fois. Le voyant de l'indicateur de chaleur s'éteint. Référez-vous à la section « Utilisation de l'adaptateur pour voiture » pour obtenir des renseignements importants sur la sécurité.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Pour votre protection, le coussin de siège possède trois dispositifs de sécurité automatiques :

- 1 **Arrêt automatique après 30 minutes - Massage** Après 30 minutes, les fonctions de massage et de pulsations s'arrêtent automatiquement. Vous pouvez remettre de nouveau ces fonctions en marche après leur arrêt. La fonction de chaleur NE s'arrête PAS automatiquement après 30 minutes. Pour éteindre la fonction de chaleur, vous devez appuyer sur le bouton « HEAT » ou débrancher l'adaptateur pour voiture de la source d'alimentation.
- 2 **Arrêt automatique sensible au poids** Le coussin de siège d'ObusForme comprend un pressostat qui arrête la fonction de chaleur automatiquement lorsque le poids de votre corps est enlevé du coussin de siège d'ObusForme.
- 3 **Arrêt automatique contrôlé par la température** Le coussin de siège d'ObusForme comprend un thermostat interne qui contrôle la température du coussin. Votre coussin s'arrête automatiquement lorsque la température atteint son niveau de chaleur maximal et se réactive lorsque la température baisse.

Garantie limitée d'un année

HoMedics Group Canada vend ses produits et s'engage à les garantir de tout défaut de fabrication ou de main-d'oeuvre pendant une période d'un année à partir de la date d'achat originale, sauf exceptions mentionnées cidessous. HoMedics garantit ses produits contre tout défaut de matériel ou de main-d'oeuvre si le produit a été utilisé de manière normale. Cette garantie s'adresse uniquement aux consommateurs et n'est pas valide pour les détaillants. Pour obtenir un service couvert par la garantie, postez

HoMedics Group Canada
344 Consumers Road
Toronto, Ontario M2J 1P8 CANADA
Aucun C.R. ne sera accepté


tél : (416) 785-1386
télé : (416) 785-5862
sans frais : 1-888-225-7378
8 h 30 à 17 h 00 HNE
Du lundi au vendredi

HoMedics Group Canada n'autorise personne, y compris, sans s'y limiter, les détaillants, les acheteurs ultérieurs du produit à partir d'un détaillant ou les acheteurs à distance, à contraindre HoMedics d'une quelconque façon au-delà des modalités décrites dans la présente. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive; un accident; l'ajout de tout accessoire non autorisé; l'altération du produit; une installation inadéquate; une modification ou une réparation non autorisée; le mauvais usage de l'alimentation électrique; la perte de courant; un produit échappé; un mauvais fonctionnement ou un dommage d'une partie ou de la totalité de l'appareil en raison du non-respect des recommandations d'entretien fournies par le fabricant; des dommages causés lors du transport; le vol; la négligence; le vandalisme; les conditions environnementales; la perte de l'utilisation lorsque l'appareil est en réparation ou en attente d'une pièce ou d'une réparation; ou toute autre condition possible qui est hors du contrôle de HoMedics. Cette garantie est valide uniquement si le produit a été acheté et utilisé au pays dans lequel le produit a été acheté. La garantie ne couvre ni un produit nécessitant des modifications ou une adaptation afin qu'il puisse fonctionner dans un pays autre que le pays pour lequel le produit a été conçu, fabriqué, approuvé ou autorisé, ni la réparation d'un produit endommagé par ces modifications.

LA GARANTIE OFFERTE DANS LA PRÉSENTE CONSTITUE UNE GARANTIE UNIQUE ET EXCLUSIVE. AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS UNE GARANTIE DE LA QUALITÉ MARCHANDE DE L'ADAPTATION OU TOUTE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE L'ENTREPRISE AU SUJET DES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. HOMEDICS N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ RELATIVE À TOUT INCIDENT, TOUTE CONSÉQUENCE OU TOUT DOMMAGE SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS CETTE GARANTIE NE COUVRE D'AVANTAGE QUE LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION D'UNE OU PLUSIEURS PIÈCES CONSIDÉRÉES DÉFECTUEUSES DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA OFFERT. SI LES PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX NE SONT PAS DISPONIBLES, HOMEDICS SE RÉSERVE LE DROIT DE SUBSTITUER LE PRODUIT AU LEU DE LE RÉPARER OU DE LE REMPLACER. Cette garantie ne couvre pas l'achat d'un produit ouvert, utilisé, réparé, ou réemballé, y compris, sans s'y limiter, la vente d'un tel produit sur des sites Internet de ventes ou la vente d'un tel produit par des revendeurs en bloc ou de surplus. Toute garantie devient immédiatement invalide et est annulée lorsqu'un produit ou une pièce est réparé, remplacé, altéré ou modifié sans l'autorisation expresse et écrite de HoMedics. Cette garantie vous procure des droits spécifiques. Il est possible que vous ayez des droits supplémentaires, lesquels peuvent changer d'un pays à l'autre. En raison des réglementations propres à chaque pays, il se peut que certaines des limitations susmentionnées ne s'appliquent pas à vous. our plus d'information au sujet de nos produits au Canada, veuillez visiter le www.homedics.ca

COMMENT ATTACHER VOTRE COUSSIN DE SIÈGE D'OBUSFORME SUR UN SIÈGE D'AUTO

1. Faites passer la sangle "A" et "B" au-dessus du dossier de votre siège. Ajustez le siège conducteur sur le siège de votre voiture comme vous le souhaitez.
2. Attachez la sangle "LC" à la sangle "RC" à l'aide des crochets en plastique situés au bout de chaque sangle.
3. Attachez la sangle "LD" à la sangle "RD" en la fixant avec les crochets en plastique situés à l'extrémité de chaque sangle.
4. Passez la courroie « C » dans l'appui-tête du siège et attachez-la à la courroie « A » à l'aide de la boucle.



ATTENTION ! TENDEZ ET ATTACHEZ LES SANGLES ÉLASTIQUES AVEC PRÉCAUTION. LES SANGLES ÉLASTIQUES PEUVENT SE DÉTENDRE ET VOUS BLESSER SI VOUS N'ATTACHEZ PAS CORRECTEMENT LES CROCHETS EN PLASTIQUE AVANT DE RELACHER LES SANGLES.

ENTRETIEN DE VOTRE COUSSIN DE SIÈGE D'OBUSFORME

Toutes les réparations de votre coussin de siège DOIVENT être effectuées par le personnel ObusForme autorisé. Pour plus de détails, veuillez consulter l'information sur la garantie ou communiquer avec ObusForme pour obtenir des directives concernant un retour pour fins de vérification.

Pour nettoyer

Essuyez la housse en tissu à l'aide d'un linge humide ou d'une éponge et d'un savon doux. Pour sécher, tamponnez à l'aide d'un linge sec. NE frottez PAS le coussin de siège excessivement, ne l'immergez pas dans aucun liquide et ne le mettez pas dans la machine à laver. N'utilisez PAS de nettoyant abrasif, d'essence, de kérosène, de poli pour vitre ou meubles, de diluant pour peinture ni d'eau à plus de 49 oC (120 oF) pour nettoyer le coussin de siège.

AVERTISSEMENT :

Avant de nettoyer votre coussin de siège, assurez-vous que l'adaptateur pour voiture ou l'adaptateur CA est débranché de la source d'alimentation. Ne branchez pas l'adaptateur pour voiture ou l'adaptateur CA dans une source d'alimentation jusqu'à ce que votre coussin de siège soit complètement sec.

Pour ranger

Pliez et remettez votre coussin de siège d'ObusForme dans sa boîte et/ou rangez-le dans un endroit frais et sec.

AUTRES CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Votre coussin de siège est conçu pour être utilisé à l'intérieur* ou dans votre véhicule SEULEMENT.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de brûlures, de chocs électriques et de blessures :

- Débranchez toujours le coussin de siège d'ObusForme de l'allume-cigarette, de la source d'alimentation auxiliaire ou de la prise de courant immédiatement après son utilisation et avant de le nettoyer.
 - Ne placez pas ou ne rangez pas le coussin de siège d'ObusForme là où il risque de tomber dans l'eau ou dans d'autres liquides.
 - Ce coussin de siège d'ObusForme doit uniquement servir pour l'utilisation prévue, telle qu'elle est décrite dans le présent manuel.
 - N'utilisez aucun accessoire non recommandé par ObusForme.
 - N'utilisez jamais le coussin de siège d'ObusForme si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
 - Utilisez l'adaptateur pour voiture ou l'adaptateur CA fourni par ObusForme. N'utilisez aucun autre adaptateur pour voiture ou adaptateur CA sous peine d'annuler la garantie du produit.
 - Débranchez après l'utilisation.
 - N'utilisez pas un cordon en guise de poignée.
 - Gardez les cordons d'alimentation électrique loin des surfaces chauffantes.
 - Une surveillance attentive doit être exercée lorsque le coussin de siège d'ObusForme est utilisé par des enfants ou des personnes invalides.
 - Ne laissez jamais le coussin de siège d'ObusForme sans surveillance lorsqu'il est branché.
- AVERTISSEMENT! Consultez votre médecin avant d'utiliser un coussin de siège d'ObusForme si vous avez des inquiétudes au sujet de votre santé, incluant les suivantes :**
- si vous avez un stimulateur cardiaque
 - si vous éprouvez de la douleur ou de l'enflure sans raison
 - si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être
 - si vous avez la peau sensible
 - si vous avez été victime d'une blessure musculaire sérieuse récemment

N'utilisez pas le coussin de siège comme substitut à une consultation médicale.

Cessez d'utiliser le coussin de siège si vous éprouvez une inflammation ou une éruption cutanée.



ASSOCIATION CANADIENNE D'ERGONOMIE