

# OBUSFORME®

## DOSSIER ULTRAFORME™



UF-SDM-LG, UF-SDM-MD, UF-SDM-SM,  
UF-BLK-SM, UF-BLK-MD, UF-BLK-LG, UF-OUS-CB

### CONGRATULATIONS

on your purchase of the UltraForme™ Backrest. Our unique convex and concave design helps align your spine into its proper curvature, as well as aiding in the relief and prevention of back problems.

### SCIENTIFICALLY TESTED

The UltraForme Backrest relieves back pain by offering complete spinal support while minimizing damaging pressure points and disc pressure. Properly used, it will also significantly reduce muscle strain in the lower back and increase respiratory capacity.

For optimal results, use the UltraForme Backrest with the ObusForme Contoured Seat Cushion to create a complete, comfortable and ergonomic sitting experience for your home, office or car. Together, these unique products encourage proper alignment between the pelvis and spine and further reduce pressure in the back, providing even more comfort for you each and every day.

### USING YOUR OBUSULTRAFORME BACKREST

1. Unfasten the buckles at the back of the backrest and place the backrest against the back of the seat/ chair where the device will be used.
2. Sit back and align your back against the UltraForme Backrest. Move the backrest up and down until the curvature of your UltraForme Backrest most comfortably meets your lumbar curvature (the small of your back).
3. Use the two quick-connect straps at the rear of the backrest to tightly secure the backrest to the chair in your ideal position.

4. Adjust the position of the back of your chair by tilting it backwards or forward as necessary.
5. Before using your UltraForme Backrest in a vehicle, please consult the owner's manual to ensure that you can properly adjust your vehicle's seat and/or headrest after installation of the UltraForme Universal Backrest.

Please Note: The UltraForme Backrest may in some cases require time to get used to. Over the years, your spine has become less flexible and needs time to adjust to its natural shape again. If you feel discomfort when using your UltraForme Backrest for the first time, it is recommended that you use it for shorter periods of time, gradually increasing your usage until you feel comfortable. If you have a very sore back or small curvature (lumbar area), it is highly recommended that you allow yourself a break-in period of at least 30 days in order to obtain the full benefits of your UltraForme Backrest. Those with scoliosis or a history of disc fusion surgery may not get the full benefit of the UltraForme Backrest. For these individuals, we recommend professional advice to determine if the ObusForme® Lowback Backrest Support is right for you.

### EASY CARE

Most cleaning can be easily accomplished with the use of a mild soap and water solution. However, we do suggest that you do a spot cleaning trial on an inconspicuous area. Do not rub the cover or immerse the entire cover in water as it may shrink.

### OBUSFORME LIMITED WARRANTY

ObusForme guarantees that the UltraForme will be free from defects in workmanship & materials for a period of one (1) year from the date of original purchase. This guarantee applies when the UltraForme is used for the purpose intended. In the event of a defect as described above, the UltraForme will be replaced with a new or refurbished product &/or substitute if the purchaser can provide the original purchase receipt. Shipping, customs, duties & taxes must be PRE-PAID TO & FROM ObusForme by the PURCHASER. This warranty gives you rights that vary by province/state. This warranty may change.

#### WHAT IS NOT COVERED

Wear & tear, aging (including foam discoloration, flattening, density, consistency), accidental damages, alterations, mishandling, faulty adjustment, misuse, improper care, power damage, rental use, discontinued items, service by anyone other than ObusForme, shipping damages, neglect, items sold 'as is' or damage due to natural acts are NOT covered.

#### HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Please obtain a Return Authorization Number & instructions prior to sending your item or it may be denied. Please inform Customer Service by

Telephone: (416) 785-1386  
Toll Free: 1-888-225-7378  
8:30 a.m. to 5:00 p.m., Mon - Fri EST

HoMedics Group Canada  
6460 Kennedy Road, Unit C  
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4

[www.ObusForme.com](http://www.ObusForme.com)

## OBUSFORME®

Corporate Member  
Membre Corporatif  
**ACE**  
Association of Canadian Ergonomists  
Association Canadienne d'Ergonomie

L'Association  
chiropratique  
canadienne  
**Chiropratic**  
Association

## GARANTIE D'OBUSFORME LIMITÉE

ObusForme® garantit le support dorsal UltraForme contre tout défaut de fabrication et de matériel pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale. Cette garantie s'applique uniquement si le support dorsal UltraForme est utilisé aux fins prévues. Dans l'éventualité d'une défectuosité décrite ci-dessus, ObusForme remplacera le support dorsal UltraForme par un produit identique ou équivalent nouveau ou remis à neuf si l'acheteur peut fournir une preuve d'achat originale. Lorsqu'un produit est envoyé à ObusForme®, l'expédition, les frais de douane et les taxes doivent être PRÉPAYÉS À L'ENVOI ET AU RETOUR PAR L'ACHETEUR. Cette garantie vous donne des droits pouvant varier d'un état ou d'une province à l'autre. Cette garantie peut faire l'objet de modification.

### ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

La garantie NE COUVRE PAS l'usure normale, le vieillissement (y compris la décoloration de la mousse, l'aplatissement, la densité et la consistance), les dommages accidentels, une altération, une mauvaise manipulation, un mauvais ajustement, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien, des dommages électriques, une utilisation sous location, les produits abandonnés, une réparation réalisée par quiconque autre qu'un professionnel autorisé par ObusForme®, les dommages durant l'expédition, la négligence, les produits vendus « tels quels », ou les dommages causée par un sinistre naturel.

### OBTENTION D'UN SERVICE SOUS GARANTIE

Veillez obtenir un numéro d'autorisation de retour et des instructions avant de nous faire parvenir un produit, sans quoi nous pouvons refuser votre demande. Veuillez aviser notre service à la clientèle :

Téléphone : 416-785-1386  
Sans frais : 1-888-225-7378  
De 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi, HE

HoMedics Group Canada  
6460 Kennedy Road. Bureau C  
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2X4

[www.ObusForme.com](http://www.ObusForme.com)

**OBUSFORME**

Corporate Member  
Membre Corporatif  
**ACE**

Association of Canadian Ergonomists  
Association Canadienne d'Ergonomie

L'Association  
chiropratique  
canadienne  
**Canadian  
Chiropractic  
Association**

**OBUSFORME**

## DOSSIER ULTRAFORME™



UF-SDM-LG, UF-SDM-MD, UF-SDM-SM,  
UF-BLK-SM, UF-BLK-MD, UF-BLK-LG, UF-OUS-CB

## FÉLICITATIONS

d'avoir choisi le support dorsal UltraForme™. Notre modèle convexe et concave unique aide à positionner adéquatement votre colonne vertébrale, ainsi qu'à soulager et prévenir les problèmes de dos.

### ÉPROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT

Éprouvé scientifiquement, le support dorsal UltraForme™ soulage des maux de dos en procurant un support complet de la colonne tout en minimisant les points de pressions et la tension au niveau des vertèbres. De plus, lorsque cet appareil est utilisé adéquatement, il réduit la tension musculaire du bas du dos et améliore la capacité respiratoire.

Pour un résultat optimal, utilisez le support dorsal UltraForme™ avec le coussin adapté ObusForme pour former un dispositif complet, confortable et ergonomique lorsque vous vous assoyez à la maison, au bureau ou dans la voiture. Ensemble, ces appareils uniques favorisent l'alignement adéquat du corps entre le bassin et la colonne vertébrale, et diminuent la pression subie par le dos, ce qui vous procure un confort accru, jour après jour.

### UTILISATION DU SUPPORT DORSAL OBUSULTRAFORME

1. Détachez les boucles à l'arrière du support dorsal et placez-le contre le dossier du siège ou de la chaise où vous utiliserez l'appareil.
2. Assoyez-vous et alignez votre dos contre le support dorsal UltraForme™. Bougez l'appareil vers le haut et le bas jusqu'à ce que les courbes de votre support dorsal UltraForme™ reposent confortablement sur les courbes de votre dos (le bas du dos).
3. Ajustez le support dorsal à la hauteur qui vous procure le plus grand confort à l'aide des deux sangles à fixation rapide qui se trouve à l'arrière.

4. Ajustez la position du dossier en le penchant vers l'avant ou l'arrière, selon le besoin.
5. Avant d'utiliser votre support dorsal UltraForme™ dans un véhicule, veuillez consulter le manuel du propriétaire afin de vous assurer de pouvoir ajuster le siège ou l'appui-tête du véhicule ou votre support dorsal UltraForme™ une fois installé.

Veillez noter : dans certains cas, l'adaptation du support dorsal UltraForme™ nécessite une certaine période. Au fil des ans, la colonne vertébrale perd en flexibilité et a besoin de temps avant de reprendre sa posture naturelle. Si votre support dorsal UltraForme™ vous semble inconfortable durant la première utilisation, nous vous recommandons d'opter pour de courtes durées d'utilisations, et d'augmenter la durée d'utilisation au fur et à mesure que le confort s'accroît. Si vous avez des maux de dos importants ou des courbures (au niveau lombaire), nous vous recommandons fortement d'utiliser votre support dorsal pendant au moins 30 jours afin d'en maximiser les bienfaits. Les personnes atteintes de scoliose ou ayant eu une opération pour spondylodèse peuvent ne pas profiter de tous les avantages du support dorsal UltraForme™. Nous recommandons à ces personnes d'obtenir l'avis d'un professionnel, à savoir si le support dorsal UltraForme™ leur convient.

### ENTRETIEN FACILE

La plupart du temps, l'entretien de cet appareil peut être effectué à l'aide d'un savon doux et d'eau. Par contre, nous vous recommandons de tester votre solution nettoyante sur une partie de l'appareil moins en évidence. Ne frottez pas le revêtement et ne l'immergez pas dans l'eau, car il pourrait rétrécir.